




■ Technische Daten ■ Technical Data

Dosiervolumen Einteilung Anzahl Steps	Dosage volume Scale ripette® Number of steps	1	2	3	4	5	Systematische Messabweichung % Systematic error in %	Zufällige Messabweichung in % Incorrectness in %
0,05 ml*	1 µl	2 µl	3 µl	4 µl	5 µl	± 6	≤ 9	
0,50 ml	10 µl	20 µl	30 µl	40 µl	50 µl	± 1,0	≤ 1,5	
1,25 ml	25 µl	50 µl	75 µl	100 µl	125 µl	± 0,9	≤ 0,9	
2,50 ml	50 µl	100 µl	150 µl	200 µl	250 µl	± 0,7	≤ 0,9	
5,00 ml	100 µl	200 µl	300 µl	400 µl	500 µl	± 0,3	≤ 0,8	
12,50 ml	250 µl	500 µl	750 µl	1000 µl	1250 µl	± 0,3	≤ 0,7	
25,00 ml	500 µl	1000 µl	1500 µl	2000 µl	2500 µl	± 0,5	≤ 0,6	
50,00 ml	1000 µl	2000 µl	3000 µl	4000 µl	5000 µl	± 0,5	≤ 0,6	

*Bitte verwenden Sie beim Dosieren mit der Tipgröße 0,05 ml eine passende Pipettenspitze (10 µl oder 20 µl).
Please use tip-size ritips® 0,05 ml with an attached pipette tip (10 µl or 20 µl).

■ Die Angaben für ritips® 0,5 ml, 1,25 ml und 2,5 ml basieren auf einer Messung mit aufgesteckter 100-µl-Pipettenspitze, für ritips® 0,05 ml mit aufgesteckter 10-µl-Pipettenspitze. Messung gem. EN ISO 8655. Flüssigkeit: Aqua bidestilliert. Bezugstemperatur: ca. 20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.

■ Values for tip sizes ritips® 0,5 ml, 1,25 ml and 2,5 ml were measured with an attached 100-µl-pipette tip, values for ritips® 0,05 ml were measured with an attached 10-µl-pipette tip. Measurement according to EN ISO 8655. Liquid: double-distilled water. Reference temperature: approx. 20 °C. Subject to technical modification.

■ Bestellinformation ■ Ordering information

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Description	VE/Faltschachtel/Stück packaging unit/pieces
Standard	bioclean®	Standard bioclean®
40001-0000	40001-0019 ritips® 0,05 ml	100 100
40001-0001	40001-0010 ritips® 0,50 ml	100 100
40001-0102	40001-0111 ritips® 1,25 ml	100 100
40001-0003	40001-0012 ritips® 2,50 ml	100 100
40001-0004	40001-0013 ritips® 5,00 ml	100 100
40001-0005	40001-0014 ritips® 12,50 ml	100 100
40001-0008	40001-0015 ritips® 25,00 ml	25 25
40001-0009	40001-0016 ritips® 50,00 ml	25 25
43001-0047	ritips® Adapter/adapter "P"	3
40001-0100	ritips® Musterpaket/sample package ■ Inhalt: Je 5 Stück der Größen 0,05 – 25 ml standard und 5 Stück der Größen 2,5 ml und 12,5 ml bioclean® ■ Content: 5 pieces each of tipsizes 0,05 – 25 ml non-sterile and 5 pieces of 2,5 ml and 12,5 ml bioclean®	1

■ Das komplette klassische Konzept

■ Classic volumes complete



Ritter Medical Care
Kaufbeurer Straße 55 | 86830 Schwabmünchen | Germany
Telefon: +49-(0) 82 32-5003 45 | Telefax: +49-(0) 82 32-5003 10
medicalcare@ritter-online.de | www.ritter-medicalcare.de



